



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Grúa de bipedestación y traslado 'Way Up'

AD906

<https://www.ayudasdinamicas.com/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-y-traslado-de-enfermos-way-up/>



Descripción

La WAY UP es una grúa de bipedestación y traslado de reducidas dimensiones, y que gira sobre si misma, lo que permite maniobrar de una forma sencilla en espacios reducidos, como baños muy pequeños. Incorpora seis ruedas, dos de ellas con frenos, para facilitar los traslados al cuidador. Su gran capacidad de carga de 180 kg y el tipo de tracción desde las lumbares que realiza a la hora de elevar al paciente la convierten en una grúa muy versátil. Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla. Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



La caja de control dispone de una pantalla LCD en la que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las baterías. También incorpora un sistema de protección de sobrecarga, para no superar el peso máximo a modo de seguridad.

Se puede programar la función de parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes que necesiten un cuidado especial a la hora de la elevación y el descenso.

29
kg

total

180
kg

máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD906
ANCHO	57 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO	85 cm
ALTO TOTAL	104 cm
ANCHO PATAS INTERNO	23 cm
LARGO PATAS INTERNO	32 cm

Accesorios



Estación de carga externa

En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada.

Todas nuestras grúas llevan una equipación que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.



Arnés bipedestacion 'Way up'

Certificación CE

Dispositivo médico Clase I

Fabricación de poliéster

Temperatura de lavado: 70º

